



Kotihappihoitolaitteet

Elämää helpottavia ratkaisuja



Nestehappilaitteistot - Elämää helpottavia ratkaisuja

Suomalainen Woikoski tarjoaa kotihappihoitoa tarvitseville monipuolisen ja laadukkaan valikoiman elämää helpottavia laitteita, joista löytyy sopiva vaihtoehto kaikkiin tarpeisiin ja tilanteisiin – potilaan iästä ja kunnosta riippumatta.

Kannettavat



Spirit kannettavat 1200 / 600 / 300 TF ja SF

Spirit-mallit ovat pieniä, kevyitä ja hiljaisia, ja ne antavat mahdollisuuden liikkua ulkona koko päivän. Kaikissa mallissa on happea säästävä elektroninen säännöstelylaite, joka annostelee hapen sisäänhengityksen mukaan. Kaikkia Spirit-laitteita on saatavilla sekä päältä että sivusta täytettävänä.



Stroller kannettavat Stroller Hi-Flow SF ja TF / 1200 SF ja TF

Stroller-mallien käyttö on helppoa ja vaivatonta. Kevyt, käyttäjän tarpeista lähtevä muotoilu ja helposti luettava led-näyttö ovat Strollerin kiistattomia vahvuuksia. Molemmat laitteet ovat saatavilla sekä päältä että sivusta täytettävänä.

Kannettava	Paino	Virtausväli	Virtaustapa	Riittoisuus			
				1 l/min	2 l/min	4 l/min	5 l/min
Spirit 300	1,9 kg	1–5 l/min	Jaksottainen	14,5 h	7 h	3,5 h	3 h
Spirit 600	2,5 kg	1–5 l/min	Jaksottainen	29 h	14 h	7 h	6 h
Spirit 1200	3,6 kg	1–5 l/min	Jaksottainen	58 h	28 h	14 h	12 h
Helios 300	1,5 kg	0,12–4 l/min	Jaksottainen	13 h	10 h	5 h	
Helios 850	2,5 kg	1,5–4 (a) / 1–6(j) l/min	Jaksottainen/jatkuva	10,5 h(j)	18,5(a)/5,5(j)	9,5(a)/2,5(j)	2 h(j)
Stroller 1200	3,6 kg	0,25–6 l/min	Jatkuva	14,45 h	8 h	4,05 h	3,2 h
Hi-Flow Stroller	3,8 kg	0,5–15 l/min	Jatkuva	16 h	8 h	4 h	

(a) = jaksottainen virtaus, (j) = jatkuva virtaus





Sivutäyttö (SF) vai päältätäyttö (TF)?

Täyttötavasta riippuen kannettavia happihoitolaiteita on kahdenlaisia: päältä täytettäviä (topfill) ja sivusta täytettäviä (sidefill). Kun käytössä on sivusta täytettävä malli, täyttämisen voi tehdä vaikka istualtaan, eikä se vaadi paljon voimaa.



Muistathan,
että potilaan
hengitysfrekvenssi
vaikuttaa
käyttötunti-
määrään.

Helios kannettavat 850 Marathon / 300 TF

Helios 850 Marathon mahdollistaa pitkäkestoisen, koko päivän mittaisen käytön yhdellä täytöllä. Virtauksen säätö jatkuvaan tai jaksottaiseen on mahdollista. Helios 300 on markkinoiden kevein kannettava happilaitte, jossa on silti suuri riittoisuus. Molemmat Helios-mallit voidaan täyttää kaikista päältä täytettävistä kotisäiliöistä, 850 Marathoniin kuuluu kätevä kantoreppu ja 300:een vyölaukku.

6 l/min	10 l/min	15 l/min	Täyttöyhde	Happiviikset
			SF ja TF	Tavalliset
			SF ja TF	Tavalliset
			SF ja TF	Tavalliset
			TF	Kaksipäiset
1,5 h(j)			TF	Kaksipäiset
2,45 h			SF ja TF	Tavalliset
2,4 h	1,4 h	1 h	SF ja TF	Tavalliset



Kotisäiliöt



Helios kotisäiliö U36 TF

Kotisäiliö, joka soveltuu kaikkien päältä täytettävien kannettavien laitteiden nopeaan täyttämiseen.



Liberator kotisäiliöt 45 L SF ja TF / 20 L SF ja TF / 10 L SF

Liberator-sarjaan kuuluu neljä erikokoista nestehapen kotisäiliötä. Suurin säiliö (45 l) pitkäikäiseen käyttöön ja pienemmät (10 l ja 20 l) otettavaksi mukaan esim. matkalle. 10-, 20- ja 45-litraisten Liberatorien etuna on sivutäyttö, joka tekee kannettavan täyttämisestä helpompaa. Sivusta täytettävän kotisäiliön pariin valitaan sivusta täytettävä kannettava.

Kotisäiliö	Paino	Virtausväli	2 l/min	Korkeus	Täyttöyhte
Helios U36	62 kg	0–10 l/min	n. 10 pv	851 mm	TF
Liberator 10	23 kg	0–6 l/min	n. 2 pv 20 h	495 mm	SF
Liberator 20	41 kg	0–15 l/min	n. 6,5 pv	622 mm	TF ja SF
Liberator 45	75 kg	0–15 l/min	n. 14 pv	940 mm	TF ja SF

TILAUSOHJE

Lääkärin allekirjoittaman reseptin kopio ja täytetty tilauslomake postitetaan tai faksataan Woikoski Medicalille:

Oy Woikoski Ab / Medical, PL 1, 04020 Woikoski.
Puh: 045 788 15403, faksi 020 605 1812,
sähköposti: kotihappihoito@woikoski.fi

Tilauslomakkeen sekä lisätietoa löydät osoitteesta
www.woikoski.fi/medical.

